



ALTIJD IN GOED GEZELSCHAP

HET PERSOONLIJKE TOEZICHT- EN
ALARMERINGSSYSTEEM

Handleiding Monty-alarmzender





Voorwoord

Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is. Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgmaatregelen, in een situatie terecht komen waarin u hulpbehoevend bent. De Monty alarmzender helpt in dergelijke situaties. U informeert eenvoudig anderen en schakelt zo hulp in.

Inhoud

1. Knoppen en eigenschappen	4
2. Veiligheidsinstructies.....	5
3. Gebruik	7
4. Alarmering	8
5. Statusoverzicht van de LED-ring	9
6. Aansluiten randapparatuur	10
7. Facts en features.....	11

1. Knoppen en eigenschappen



2. Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding om deze, als het nodig is, te kunnen raadplegen.

Informatie

Volg de veiligheidsinstructies en de instructies die in deze handleiding staan op. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u met uw vraag terecht bij Monty BV. Algemene informatie vindt u op www.monty.nl.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Voor het correct en veilig installeren en gebruik van het apparaat is het van essentieel belang dat u de algemeen geaccepteerde veiligheidsmaatregelen in acht neemt, naast de aanvullende veiligheidsinformatie in deze handleiding. Aanvullende waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen zijn, als ze van toepassing zijn, opgenomen in deze handleiding. Waarschuwing- en veiligheidsteksten en/of symbolen zijn indien noodzakelijk op de apparatuur aangebracht.

Aansprakelijkheid

Monty B.V. houdt zich het recht voor gegevens en/of specificaties van enig apparaat of software vermeld in deze publicatie te wijzigen zonder voorafgaande melding. Ondanks alle zorg die besteed is aan correctheid van deze publicatie, is Monty B.V. niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of minachting van deze publicatie.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen:

- Lees alle veiligheidsinstructies en handleidingen aandachtig door alvorens tot gebruik over te gaan.
- Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen voor toekomstige naslag.
- Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in verband met de persoonlijke veiligheid.
- Maak het apparaat nooit schoon met vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit een spuitbus, maar gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Sluit geen andere apparatuur aan dan de door Monty B.V. aanbevolen apparatuur. Afwijken van de aanbevelingen kan leiden tot het niet goed functioneren van apparatuur en systemen.
- Plaats de apparatuur niet zonder extra bescherming in vochtige omgevingen of buiten indien niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het apparaat daarvoor is ontworpen.
- Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
- Stel de apparatuur niet bloot aan sterke magnetische en elektromagnetische velden.
- Plaats de apparatuur niet op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
- Plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur.
- Vermijd heftige schokken tijdens het transporteren.
- De apparatuur mag alleen gevoed worden met een voeding conform de apparatuur- specificatie.
- Door openen of verwijderen van behuizing kunnen spanningvoerende delen worden aangeraakt.
- Probeer niet zelfstandig de apparatuur te onderhouden of te repareren. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

3. Gebruik

Opladen

Voor het eerste gebruik dient de alarmzender volledig te zijn opgeladen. Steek de meegeleverde micro USB stekker van de adapter aan de onderzijde in de alarmzender. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.



Status batterij

De LED-ring om de alarmknop zal blauw oplichten op het moment dat de batterij bijna leeg is. De alarmzender zal na het blauw oplichten van de LED-ring nog ongeveer twee uur meegaan. Binnen deze twee uur dient de alarmzender opgeladen te worden. De alarmzender kan opgeladen worden zoals boven is omschreven.

Na ongeveer twee uur is de alarmzender volledig opgeladen en klaar voor gebruik. Als de alarmzender te warm is geworden, dan moet u het apparaat resetten. Dit doet u door micro-USB stekker uit te trekken en opnieuw in te steken.

4. Alarmering

Alarm maken

Een alarm maakt u door het indrukken van de alarmknop. De alarmknop dient drie seconden ingedrukt te worden om het alarm te activeren. Ter bevestiging dat u alarm heeft gemaakt, zal de LED-ring rood knipperen en geeft de alarmzender een akoestisch signaal.

Zolang een alarm niet geaccepteerd en afgehandeld is door een hulpverlener blijft de alarmzender in alarm staan. In deze alarmfase is er geen nieuwe alarmoproep mogelijk.

Het alarm wordt vanuit de alarmzender naar het Monty Monitoring Systeem verstuurd, die het vervolgens doorstuurt naar de hulpverlener(s). Vervolgens kan de hulpverlener een spreek-luisterverbinding opzetten met de alarmzender. Er kan dan een gesprek gevoerd worden zoals met een gewone telefoon. Als de zorgverlener belt naar de alarmzender dan komt er direct een gesprek tot stand.

Een gesprek tussen de hulpverlener en u, is alleen mogelijk als de alarmzender "in alarm" staat. In alle andere gevallen kan er geen telefonisch contact worden gemaakt met de alarmzender.

Annuleren alarm

Tijdens het rood knipperen heeft u de tijd om een alarm te annuleren met de uitzetknop. Als u het gemaakte alarm niet annuleert, dan licht de LED-ring rood op, ten teken dat het alarm is verstuurd. Als het alarm door een hulpverlener is geaccepteerd en afgehandeld, dan dooft de LED-ring en is de alarmzender weer in rust.

N.B.: Als het alarm is afgehandeld, adviseert Monty de alarmzender opnieuw op te laden.

5. Statusoverzicht van de LED-ring

De LED-ring rond de alarmknop geeft de status van de alarmzender weer. Hij bestaat uit LED- signalering in 3 kleuren: groen, rood en blauw. Onderstaand een beschrijving van de meest voorkomende combinaties.

LED	Beschrijving	Betekenis
Knippert groen	Status alarmzender	De groene LED knippert om de 30 sec ten teken dat de zender correct functioneert
Knippert rood	Pre-alarm	Alarmknop is ingedrukt, gebruiker heeft nog de tijd om het alarm te annuleren bij een loos alarm
Brandt rood	Alarm	Alarm is definitief en wordt verstuurd naar de hulpverleners
Brandt blauw	Batterijstatus	Geeft aan dat de batterij opgeladen moet worden.

6. Aansluiten randapparatuur

De Monty alarmzender kan worden uitgebreid met randapparatuur. De alarmeringsapparaten die aangesloten kunnen worden op de Monty alarmzender zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze randapparatuur is leverbaar via Monty BV en gecertificeerde resellers van Monty BV. De procedure voor het aansluiten van deze randapparatuur is bijgesloten in de verpakking van de randapparatuur



WANDALARM

Waterdichte alarmknop voor bevestiging op douche- of toiletwand of nachtkastje.



TREKKOORDALARM

Voor bevestiging aan de wand en 100% waterdicht. Toepassing met name in badkamer en toilet.



ROOKMELDER

Bevestiging hoog aan de muur of aan plafond. Voorkeursplaatsen: hal, keuken of overloop boven.



POLSALARM

Te dragen als een polshorloge, medaillon of te bevestigen aan broekriem of ceintuur.

7. Facts en features

- De batterij duur van de alarmzender is 36 uur. Monty adviseert de alarmzender, net als een smartphone, iedere dag op te laden.
- U kunt de alarmzender resetten door de oplader uit te trekken en weer opnieuw in te steken.
- De randapparatuur werkt uitsluitend in combinatie met de Monty-alarmzender.
- De procedure voor het aansluiten van deze randapparatuur is bijgesloten in de verpakking van de randapparatuur.
- Als een openstaand alarm niet is afgehandeld kan er geen nieuw alarm worden gemaakt. Alleen door het alarm af te handelen of de alarmzender te resetten veranderd de status van de alarmzender naar actief.